



SHIMSEN 96 孔空板及盖垫


本产品采用聚丙烯材料，具有优良的抗化学腐蚀性，出厂时经过严格的尺寸、外观、变形性测试检测。所有样品板均采用独立塑封包装，最大程度确保产品的洁净度。




U型底




V型底



Round 圆孔板



Square 方孔板




SHIMSEN

96 孔空板及盖垫

使用建议

如使用过程中涉及到涡旋复溶操作时，建议使用 Round 圆孔板，避免涡旋过程中产生涡旋死角而出现数据偏差大、回收率低等问题。



96 孔空板及盖垫产品信息：

品名	货号	描述 / 规格	包装
96 孔 - 圆孔板	380-00801	Sample plate, 360uL, V, Round, 10/p	10
96 孔 - 圆孔板	380-00802	Sample plate, 1.0mL, U, Round, 24/p	24
96 孔 - 圆孔板	380-00803	Sample plate, 2.0mL, U, Round, 24/p	24
96 孔 - 方孔板	380-00804	Sample plate, 1.6mL, U, Square, 24/p	24
96 孔 - 方孔板	380-00805	Sample plate, 2.2mL, U, Square, 24/p	24
96 孔 - 硅胶盖垫	380-00806	Sample plate Mat, 1.0mL/360uL, Round, 10/p	10
96 孔 - 硅胶盖垫	380-00807	Sample plate Mat, 2.0mL, Round, 10/p	10
96 孔 - 硅胶盖垫	380-00808	Sample plate Mat, 1.6mL/2.2mL, Square, 10/p	10

岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co.,Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F

电话:021-62800202 传真:021-52583319 E-mail:contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话:010-84471667 传真:010-84471669 成都分公司 电话:028-85953678 传真:028-85953029
广州分公司 电话:020-36315399 传真:020-26282980



扫一扫，关注微信