

# SHIMADZU HS Vial

岛津(上海)实验器材有限公司推出高品质“SHIMADZU HS Vial”系列顶空专用样品瓶,可满足岛津仪器及目前市面大部分仪器对顶空检测的要求,同时本底低、质控严格,使得数据结果、使用安全均具有可靠保障。



## 可适用机型:

Carlo Erba、CTC Combi PAL(Varian、Gerstel、Atas、Shimadzu)、  
Fisons、Varian、Thermo Scientific、Agilent、PerkinElmer





### 10mL 和 20mL 顶空螺口瓶，100 件 / 包

货号	226-84521-01		226-84521-21		226-84510-01		226-84510-21	
容积 /mL	10		10		20		20	
类型	圆底		圆底		圆底		圆底	
尺寸	46 x 22.5mm		46 x 22.5mm		75.5 x 22.5mm		75.5 x 22.5mm	
适用仪器	CTC Combi PAL (Varian、Gerstel、Atas、Shimadzu) 、Agilent、PerkinElmer*							

适用于 2006 年 9 月份之后生产的 TurboMatrix TM 16、40、110。

### 10mL 和 20mL 螺口瓶瓶盖 / 隔膜

货号	瓶盖	隔膜材料	隔膜厚度	隔膜硬度	图片
226-84513-01	磁性螺纹盖	硅橡胶 /PTFE	1.3 mm	shore A 45°	
226-84514-01	磁性螺纹盖	硅橡胶 /PTFE	1.5 mm	shore A 55°	
226-84519-01	磁性螺纹盖	硅橡胶 /PTFE	1.3 mm	shore A 45°	
226-84524-01	磁性螺纹盖	硅橡胶 /PTFE, 预切 (*)	1.5 mm	shore A 55°	
226-84516-01	磁性螺纹盖	丁基橡胶 /PTFE	1.6 mm	shore A 55°	
226-84515-01	-	硅橡胶 /PTFE	1.3 mm	shore A 45°	
226-84517-01	-	丁基橡胶 /PTFE	1.6 mm	shore A 55°	
226-84518-01	-	硅橡胶 /PTFE	1.5 mm	shore A 55°	

PTFE/ 硅橡胶隔膜的温度限制: -60°C至 200°C      丁基橡胶 /PTFE 隔膜的温度限制: -40°C至 120°C

### 20mL 螺口瓶套装，包括样品瓶、瓶盖和隔膜，100 件 / 包




货号	样品瓶	样品瓶货号	瓶盖 / 隔膜	瓶盖 / 隔膜货号
226-84510-31	无色	226-84510-01	磁性螺纹盖, 硅橡胶 /PTFE	226-84513-01

### 10mL 和 20mL 顶空钳口瓶，100 件 / 包

货号	226-84520-00		226-84521-00		226-84520-01		226-84520-21	
容积 /mL	10		10		20		20	
类型	圆底		圆底		圆底		圆底	
尺寸	46 x 22.5mm		46 x 22.5mm		75.5 x 22.5mm		75.5 x 22.5mm	
适用仪器	Carlo Erba、CTC PAL(Varian、Gerstel、Atas、Shimadzu)、Fisons、Varian、Thermo Scientific				CTC PAL (Varian、Gerstel、Atas、Shimadzu)、Thermo Scientific TriPlus HS **			

\*\* 不适用于 Thermo Scientific HS250/HS500

### 10mL 和 20mL 顶空钳口瓶，100 件 / 包

货号	226-84522-01		226-84520-02		226-84523-01	
容积 /mL	20		20		20	
类型	平底		圆底		圆底	
尺寸	75.5 x 22.5mm		75.5 x 23mm		75.5 x 23mm	
适用仪器	Agilent、Carlo Erba、DANI、Fisons			PerkinElmer、Tekmar		

### 10mL 和 20mL 顶空钳口瓶瓶盖 / 隔膜

货号	瓶盖	隔膜材料	隔膜厚度	隔膜硬度	温度限制	图片
226-84523-11	金色磁性	硅橡胶 /PTFE, 超净	3.0 mm	shore A 45°	-60°C至 200°C	
226-84524-11	银色铝盖, 安全释压	硅橡胶 /PTFE, 超净	3.0 mm	shore A 45°	-60°C至 200°C	
226-84525-11	银色铝盖	硅橡胶 /PTFE, 超净	3.0 mm	shore A 45°	-60°C至 200°C	
226-84531-11	银色铝盖	丁基橡胶 /PTFE	3.0 mm	shore A 50°	-40°C至 120°C	
226-84526-11	银色铝盖, 安全释压	丁基橡胶 /PTFE	3.0 mm	shore A 50°	-40°C至 120°C	
226-84540-11	银色铝盖	硅橡胶 /PTFE (HT 品质)	3.2 mm	shore A 45°	-60°C至 200°C	
226-84530-11	银色铝盖, 5mm 中心开孔	硅橡胶 /PTFE, 超净	3.0 mm	shore A 45°	高达 300°C	
226-84541-11	磁性双色	硅橡胶 /PTFE	3.0 mm	shore A 55°	-60°C至 200°C	
226-84527-11	-	硅橡胶 /PTFE, 超净	3.1 mm	shore A 45°	高达 250°C	
226-84528-11	-	硅橡胶 /PTFE, 超净	3.0 mm	shore A 45°	高达 300°C	
226-84529-11	银色铝盖	-	-	-	-	

## 20mL 钳口瓶套装，包括样品瓶、瓶盖和隔膜，100 件 / 包

套装货号	样品瓶	样品瓶货号	瓶盖 / 隔膜	瓶盖 / 隔膜货号
226-84520-31	无色	226-84520-01	金色磁性，硅橡胶 / PTFE，超净	226-84523-11
226-84521-31	无色	226-84520-01	铝制泄压，硅橡胶 / PTFE，超净	226-84524-11

## 顶空样品瓶清洗套装

货号	样品瓶类型	瓶盖类型	隔膜材料	包装尺寸
226-84600-00	10mL 钳口瓶	PE 弹扣盖	硅橡胶 / PTFE，Y 型预切	25

## 10mL 和 20mL 样品瓶瓶架

货号	类型	尺寸	孔
226-84901-10	亚克力	160 x 160 x 30mm	25

## 10mL 和 20mL 钳口瓶压盖器 / 启盖器

货号	说明
226-84002-00	20mm 压盖器
226-84012-00	20mm 启盖器



亚克力瓶架



清洗套装

## 更多精彩系列

- SHIMSEN Arc Disc 通用款针头过滤器
- SHIMSEN Disc 常规款针头过滤器
- SHIMSEN TOC Vial TOC 样品瓶
- SHIMSEN 96-Sample Plate 96 孔空板及盖垫
- SHIMSEN Arc Vial 经济款样品瓶
- SHIMSEN Vial 通用款样品瓶
- SHIMSEN LA-Vial/Plate 低吸附 PP 样品瓶 / 板



**岛津(上海)实验器材有限公司**  
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>  
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址:上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F  
电话:021-62800202 传真:021-52583319 E-mail:contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话:010-84471667 传真:010-84471669 成都分公司 电话:028-85953678 传真:028-85953029  
广州分公司 电话:020-36315399 传真:020-26282980



扫一扫，关注微信