

# ShimLab A6300

全新 无油空气压缩机



### 产品特点


- 设备采用活塞式压缩机，无油干燥，无需润滑，提供纯净无油气体。
- 内置特制单向阀，保障在使用过程中产品的稳定供气。
- 低噪音、散热快，保障良好的实验环境。
- 经典黑、白色系，完美与岛津仪器配套。

### 应用范围

#### 针对岛津

- SHIMADZU AA-7000 系列
  - SHIMADZU AA-6880 系列
- 原子吸收火焰发射光谱仪开发，同时也可适配市面上各大品牌原子吸收光谱仪。

### 产品规格



\* 产品质保一年。

#### ShimLab A6300

产品订购货号	380-00701-01
额定电源	220V,50Hz
额定功率	560W
最高排气压力	0.8MPa
储气罐容量	16L
噪 音	< 40dB
气 流 量	58L/min
外形尺寸(本体)	450×360×670
重 量	43KG
排 水 模 式	自动

客户服务热线：

800-820-7730 400-920-7730



Shimadzu Group Company

## 岛津(上海)实验器材有限公司

Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co.,Ltd.

www.sglic.shimadzu.com.cn

E-mail:contact@sglic.shimadzu.com.cn

#### 上海

地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F  
电话：021-62800202 传真：021-52583319

#### 北京

地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦22层2211室  
电话：010-84471667 传真：010-84471669

#### 广州

地址：广州市流花路109号之9达宝广场1009  
电话：020-36315399 传真：020-26282980

#### 成都

地址：成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都B座19楼04单元  
电话：028-85953678 传真：028-85953029



▶ 扫码在线阅读电子书，  
让你我为环保出一份力！

本产品资料所宣传的内容，以本版本为准，资料中的试验数据除注明外均为本公司的试验数据。本资料所有信息仅供参考，如有变动恕不另行通知。

印刷日期：2021.06