

ShimNeo H 系列

电解纯水型氢气发生器

至纯至净，质在无忧

绿色

健康

环保

安全



ShimNeo H 系列

电解纯水型氢气发生器，气相色谱仪更好的伙伴！

- 国际主流制氢技术：采用质子交换膜电解纯水制氢，无需碱液，维护更方便，氢气更纯净。
- 安全可靠：电解纯水制氢，无腐蚀，无污染。配有压力控制，缺水自动监控。
- 自动控制：恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。
- 操作方便：打开电源开关即可持续产氢，产氢量稳定不衰减。免去钢瓶运输、更换的麻烦。

小贴士：

请务必使用电导率小于 0.5 μ s/cm（即电阻大于 2M Ω ）的去离子水或二次蒸馏水！
请勿直接使用自来水！

产品信息

型号	ShimNeo HG2010	ShimNeo HG2010 Pro
货号	380-08010	380-08011
氢气发生原理	质子交换膜 - 纯水电解	质子交换膜 - 纯水电解
氢气纯度	99.999%	99.999%
输出流量	0-300ml/min	0-500ml/min
输出压力	0-0.4MPa	0-0.4MPa
功率	150W	200W
外型尺寸	400×360×220mm	400×360×220mm
重量	约 14Kg	约 14Kg



岛津(上海)实验器材有限公司

Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>

客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F

电话：021-62800202 传真：021-52583319 E-mail: contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话：010-84471667 传真：010-84471669 成都分公司 电话：028-85953678 传真：028-85953029

广州分公司 电话：020-36315399 传真：020-26282980



扫一扫，关注微信